

편리한 옵션부품 소개

2단 여과용 필터 홀더 ø47mm용

다른 사이즈의 여과종이로 한번에 여과 가능

한번에 2종류의 여과종이를 사용한 여과작업 가능. 세정의 번거로움이 줄어들고 시간이 절약되어 회수 효율이 대폭으로 상승.

유리 필터 베이스에는 P160의 유리 필터가 표준으로 적용되어 있으며 특별 주문을 통해 사이즈 변경이 가능.

※ 부속품 (각 1개)

1) SUS316 서포트 스크린 타입 : SUS316 서포트 스크린과 PTFE 패킹

2단 여과용 필터 베이스 ø47mm용

제품명
SUS316 서포트 스크린 2단 여과용 필터 베이스 ø47mm용
유리 필터 2단 여과용 필터 베이스 ø47mm용

※ 전체 길이 80mm.

클램프


제품명
클램프 ø47mm용



ø47mm용

필터 홀더 나사식 ø25mm 사양

NO.	필터 홀더 나사식 ø25mm 세트 구성 (2ea/pk)
1	필터 홀더 헤드 30mL
2	유리 필터 베이스 P250
3	필터 홀더 바이톤 씬
4	필터 홀더 PP 편넬 25mm용
5	실리콘 마개 25mm용 (최소 직경 ø31, 최대 직경 ø36)



나사식 ø25mm

필터 홀더 나사식 ø47mm 사양

NO.	필터 홀더 나사식 ø47mm 세트 구성 (2ea/pk)
1	필터 홀더 헤드 250mL
2	유리 필터 베이스 P250
3	필터 홀더 바이톤 씬
4	필터 홀더 PP 편넬 47mm용
5	실리콘 마개 47mm용 (최소 직경 ø34, 최대 직경 ø36)
6	PTFE 패킹




나사식 ø47mm

※ ø47mm에 한해서 기밀성을 높이기 위한 PTFE 패키징이 포함되어 있음.

필터 홀더 나사식 ø90mm 사양

NO.	필터 홀더 나사식 ø90mm 세트 구성 (2ea/pk)
1	필터 홀더 헤드 1L
2	유리 필터 베이스 P250
3	필터 홀더 바이톤 씬
4	필터 홀더 PP 편넬 90mm용
5	실리콘 마개 90mm용 (최소 직경 ø38, 최대 직경 ø42)



나사식 ø90mm



거친 여과종이

얇은 여과종이

사용 예