

멤브레인 필터 ø90mm용 필터 홀더



SPC 필터 홀더 ø90mm / SPC 보존병 포함
(SPC Filter Holder, For Membrane Filter ø90mm)



필터 홀더 ø90mm
(Filter Holder, For Membrane Filter ø90mm)

[사양]

구분	상세 내용	
제품명	SPC 필터 홀더 ø90mm (병 포함)	SPC 필터 홀더 ø90mm (GF병 포함)
필터용 베이스	서포트 스크린 SUS316	유리 필터 P160 (100~160µm)
필터 적용 사이즈	멤브레인 필터 ø90mm	
편넬 용량	1,000mL	
SPC 보존병	2,000mL, SPC-34	
흡인구 외경	8	

[사양]

구분	상세 내용			
제품명	필터 홀더 ø90mm	필터 홀더 ø90mm	필터 홀더 GF ø90mm	필터 홀더 GF ø90mm
병	포함	미포함	포함	미포함
필터용 베이스	서포트 스크린 SUS316		유리 필터 P160	
필터 적용 사이즈	멤브레인 필터 ø90mm			
편넬 용량	1,000mL			
흡인병	1,000mL	-	1,000mL	-
흡인구 외경	10	-	10	-

※ 흡인병 재질은 SIBATA 규산염 유리.



NO.	제품명
①	편넬 1,000mL 90mm용
②	필터 홀더용 클램프 90mm용
③	서포트 스크린 SUS316 90mm용
④	SPC 유리 베이스 90mm용 (SUS서포트 스크린용)
⑤	SPC 유리 필터 베이스 90mm용 (소결 필터 P160 포함)
⑥	SPC 보존병 2,000mL SPC-34 (오버 캡 타입)
⑦	조인트 클램프 34/45 10개입
⑧	유리 베이스 ø90 SUS 서포트 스크린용
⑨	유리 필터 베이스 ø90 P160