

SIBATA 유리 여과기

유리 여과기 / 1G / 도가니형



명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	전체 높이mm	수량
1GP250	160~250	30	60	3
1GP160	100~160			
1GP100	40~100			
1GP40	16~40			
1GP16	10~16			
1GP5.5	4~5.5			

※ 여과판 직경 $\phi 34\text{mm}$.

유리 여과기 / 2G / 도가니형



명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	전체 높이mm	수량
2GP250	160~250	50	60	3
2GP160	100~160			
2GP100	40~100			
2GP40	16~40			
2GP16	10~16			
2GP5.5	4~5.5			

※ 여과판 직경 $\phi 41\text{mm}$.

TS 유리 여과기 / 1G / 도가니형 / 분리 가지식




명칭	포어 사이즈 μm	조인트 TS	용량mL	높이mm	수량
1GP250	160~250	29/17	30	78	1
1GP160	100~160	29/17			
1GP100	40~100	29/17			
1GP40	16~40	29/17			
1GP16	10~16	29/17			

※ 여과판 직경 $\phi 30\text{mm}$.

※ TS 펀넬 가지와 세트 사용.

TS 펀넬 가지 / 분리 가지식 유리 여과기용



형태	조인트 TS	a mm	하부 외경 mm	흡인구mm	수량
보통형	29/17	117	9	-	1
흡인형	29/17	117	12	8	1

※ TS 유리 여과기용 TS 펀넬 가지.

※ TS는 공통접지 기호.

※ 기재되어 있는 치수에는 $\pm$ 공차가 존재하며 괄호 치수는 참고 치수임으로 대략적인 기준으로 이용 할 것.

SIBATA 유리 여과기

유리 여과기 / 3G / 원통 편넬형

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	하부길이 /외경mm	수량
3GP250	160~250	30	55/8	3
3GP160	100~160			
3GP100	40~100			
3GP40	16~40			
3GP16	10~16			
3GP5.5	4~5.5			

※ 여과판 직경 ø34mm.



유리 여과기 / 11G / 원통 편넬형

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	하부길이 /외경mm	수량
11GP250	160~250	60	70/9	3
11GP160	100~160			
11GP100	40~100			
11GP40	16~40			
11GP16	10~16			
11GP5.5	4~5.5			

※ 여과판 직경 ø39mm.



유리 여과기 / 17G / 원통 편넬형

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	하부길이 /외경mm	수량
17GP250	160~250	140	85/12	1
17GP160	100~160			
17GP100	40~100			
17GP40	16~40			
17GP16	10~16			
17GP5.5	4~5.5			


※ 여과판 직경 ø65mm.



유리 여과기 / 25G / 부흐너 편넬형

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	하부길이 /외경mm	수량
25GP250	160~250	450	120/16	1
25GP160	100~160			
25GP100	40~100			
25GP40	16~40			
25GP16	10~16			
25GP5.5	4~5.5			

※ 여과판 직경 ø90mm.



※ 기재되어 있는 치수에는 ±공차가 존재하며 괄호 치수는 참고 치수임으로 대략적인 기준으로 이용 할 것.

SIBATA 유리 여과기



유리 여과기 / 26G / 부흐너 편넬형

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	하부길이 /외경mm	수량
26GP250	160~250	750	135/18	1
26GP160	100~160			
26GP100	40~100			
26GP40	16~40			
26GP16	10~16			

※ 여과판 직경 $\phi 110\text{mm}$.



유리 여과기 / 151G / 부흐너 편넬형

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	하부길이 /외경mm	수량
151GP250	160~250	1,200	150/22	1
151GP160	100~160			
151GP100	40~100			
151GP40	16~40			
151GP16	10~16			

※ 여과판 직경 $\phi 130\text{mm}$.



유리 여과기 / 165G / 부흐너 편넬형

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	하부길이 /외경mm	수량
165GP250	160~250	1,500	180/24	1
165GP160	100~160			
165GP100	40~100			
165GP40	16~40			
165GP16	10~16			

※ 여과판 직경 $\phi 145\text{mm}$.



유리 여과기 / 51G / 편넬형

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	내경mm	하부길이 /외경mm	수량
51GP250	160~250	15	45	60/7	1
51GP160	100~160				
51GP100	40~100				
51GP40	16~40				
51GP16	10~16				

※ 여과판 직경 $\phi 18\text{mm}$.

※ 기재되어 있는 치수에는 $\pm$ 공차가 존재하며 괄호 치수는 참고 치수임으로 대략적인 기준으로 이용 할 것.

SIBATA 유리 여과기

유리 여과기 / 52G / 편넬형

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	내경mm	하부길이 /외경mm	수량
52GP250	160~250	40	60	75/7	1
52GP160	100~160				
52GP100	40~100				
52GP16	10~16				


※ 여과판 직경 ø23mm.



유리 여과기 / 54G / 편넬형

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	내경mm	하부길이 /외경mm	수량
54GP250	160~250	70	75	90/9	1


※ 여과판 직경 ø32mm.



유리 여과기 / 15AG / 구관형

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	여과기 상부 높이mm	하부길이 /외경mm	수량
15AGGP250	160~250	30	100	80/7	1
15AGGP160	100~160				
15AGGP100	40~100				
15AGGP40	16~40				
15AGGP16	10~16				


※ 여과판 직경 ø20mm.



유리 여과기 / 12G / 편넬형 / 미량 분석용

명칭	포어 사이즈 μm	용량mL	여과기 상부 높이mm	하부길이 /외경mm	수량
12GP250	160~250	2	30	50/5	1
12GP100	40~100				
12GP40	16~40				
12GP16	10~16				

※ 여과판 직경 ø10mm.



※ 기재되어 있는 치수에는 ±공차가 존재하며 괄호 치수는 참고 치수임으로 대략적인 기준으로 이용 할 것.